

Information

Inför skoändringar



Tänk på detta

Lämna endast in skor i mycket bra skick. Åtgärder kommer inte utföras på skor som är för slitna.

Suländring

1. Skon som skall ändras bör passa så bra som möjligt på foten från början. En bred fot behöver en bred läst. Andra bra egenskaper är bred klack, vridstyv sula, bra avrullning och stabil hälkappa.
2. Om sulan skall ändras bör det finnas förstärkning (gelänk) mellan hälen och tålederna. Sulan bör också vara något tjockare. Är sulan för tunn så måste ny slitsula monteras vid suländring. Detta kan också behövas av annan orsak.
3. Skor med bar vrist (t. ex. ballerinas skor) tas inte emot för suländring.
4. Skor med invändiga luftkuddar i sulan som dämpning förlorar sin funktion vid suländring.
5. En sula med lite mönster, former och som är enfärgad ger snyggast resultat.

Utlästning

1. Om skon ska lästas ut (vidgas) är det viktigt att tänka på att skon är tillverkad av ett töjbart material t.ex. skinn. Skor i textil eller syntetiska material går oftast inte att lästa ut.
2. Skon bör vara fri från sömmar över det område som ska vidgas (ofta framfot och tåleder). Sömmen begränsar hur mycket som går att vidga.
3. Skon kan inte göras längre med hjälp av utlöstning.
4. Utlöstning kan skada vattenskyddande membran (som Gore-tex och Sympatex).

Skyddsskor/arbetskor

Om skoändring utförs på skyddsskor är dessa inte längre skyddsklassade (CE-märkta). Det är arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla skyddsutrustning som passar. Kontakta därför alltid din arbetsgivare om sådan åtgärd behöver göras på dina arbetskor. Ortopedteknik ansvarar inte för tillbud eller olycka i samband med skoändring som används på arbete.

Övrigt

Normal leveranstid är 3-4 veckor. Vissa perioder på året kan dock denna tid vara längre. Lämna därför gärna in dina skor med bra framförhållning.

Du kan lämna in maximalt tre par skor per år för åtgärd.

Kontakt

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med frågor som rör produkten du har blivit tilldelad och dess användning.

Ortopedteknik Västerbotten

Ortopedteknik Strömpilen

Strömpilsplatsen 7

907 43 Umeå

Telefon: 090-785 91 81

E-tjänster: Logga in på 1177.se för t.ex. om- och avbokning,
läs mer på 1177.se/e-tjanster

2016-09-30