

[Dari دری]

خریطة معاینات گرفتن دارای اشیای ذیل میباشد:

آ A لوله با کود خط های عمودی streckkod

ب B بوتل محلول سیروم نرمال سالین

سی C سه دانه چوبک باریک و کوتاه برای گرفتن نمونه معاینه

دی D پیاله برای تف

ای E تکه برای جذب کردن (در جریان نمونه گرفتن از این

استفاده نمیشود، بعد از نمونه گرفتن فقط در خریطه کوچک


(G) انداخته میشود)

اف F رهنمای معاینه گرفتن (این ورق)

جی G یک خریطه کوچک "خریطة معاینه"

اچ H خریطه بزرگ (برای اینکه چوبک باریک و کوتاه و

چیزهای دیگر استفاده شده را در آن انداخت)



دستور العمل برای گرفتن معاینه خودی از بینی، حلق و لغاب

این دستور العمل برای معاینه خودی در نظر گرفته شده است، اما شما منحيث والدین ميتوانید در صورت ضرورت معاینه کودکان تانرا انجام دهید.





In English:

This document is available
in English at:

abclabs.se/howitworks

آمادگی قبل از معاینه گرفتن

۱. اگر کودک تان باید تست یا معاینه شود، شما منحنیت پدر یا مادر باید دستور العمل را همراه با کودک تان یکجا اجراء نمایید. در صورت ضرورت، شما منحنیت پدر یا مادر میتوانید معاینه کودک تانرا بگیرید.
۲. خریطه کوچک که به "provpase" (G) نشانی شده است را بکشید و در پهلوی خود بگذارید. محتوای خریطه بزرگ (H) را به خریطه کوچک (G) بگذارید.
۳. پاکت چوبک های باریک (C) را باز کنید. بوتل محلول سیروم نرمال سالین (B) را بگیرید و از طریق دور دادن سرپوش آن، آنرا باز کنید.
۴. لوله معاینه (A) را بگیرید. اینرا باز کنید و سرپوش حدیده دار را طور عمودی به سمت بالا بگذارید.
۵. بوتل محلول سیروم نرمال سالین (B) را در لوله معاینه (A) خالی کنید. نگهداری لوله معاینه (A)، را ادامه دهید. بوتل خالی محلول سیروم نرمال سالین را در خریطه بزرگ (H) بیندازید.
۶. شما باید مطابق دستور عملهای ذیل سه معاینه را انجام دهید.




حلق - گرفتن معاینه ۱

۱. یک دانه از چوبک های باریک (C) را بگیرید. اینرا در طرف داخلی گونه به سمت گلو تا حدی که میتوانید هدایت دهید. در حدود ۲۰ ثانیه تراشیدن بوسیله نوک پنبه ای چوبک، را ادامه دهید.
۲. چوبک باریک با نوک پنبه ای (C) را داخل لوله معاینه (A) نمایید و در حدود ۲۰ ثانیه آنرا شور بدهید. **توجه! چوبک باریک را در لوله معاینه باقی نگذارید.**
۳. چوبک باریک (C) را از لوله معاینه (A) بیرون آورید و آنرا در خریطه پلاستیکی بزرگ (H) بیندازید.
۴. نگهداری لوله معاینه (A) را ادامه دهید.


بیبی - گرفتن معاینه ۲

۱. چوبک باریک (C) شماره ۲ را بگیرید و نوک پنبه ای آنرا در مجرای بینی در حدود ۲ الی ۳ سانتی متر داخل نمایید. در حدود ۲۰ ثانیه تراشیدن را ادامه دهید. همین عمل را در سوراخ دیگر بینی و با همان چوبک باریک انجام دهید.
۲. چوبک باریک با نوک پنبه ای (C) را داخل لوله معاینه (A) نمایید و در حدود ۲۰ ثانیه آنرا شور بدهید. **توجه! چوبک باریک را در لوله معاینه باقی نگذارید.**

۳. چوبک باریک (C) را از لوله معاینه (A) بیرون آورید و آنرا در خریطه پلاستیکی بزرگ (H) بیندازید.
 ۴. نگهداری لوله معاینه (A) را ادامه دهید.



۲۰ ثانیه




۲۰ ثانیه

4

لعاب - گرفتن معاینه ۳

۱. پیاله برای تف را بگیرید و چندین بار طوری در آن تف کنید که کف آن به طور کامل از لعاب پوشیده شود.
۲. چوبک باریک سومی (C) را بگیرید و در داخل لعاب شور دهید.
۳. چوبک باریک با نوک پنبه ای را داخل لوله معاینه (A) نمایید و در حدود ۲۰ ثانیه آنرا شور دهید.
توجه! چوبک باریک را در لوله معاینه باقی نگذارید.
۴. چوبک باریک (C) و پیاله برای تف (D) را در خریطه پلاستیکی بزرگ (H) بیندازید.
۵. لوله معاینه (A) را بوسیله سرپوش آن به طور دقیق بسته نمایید، و لوله را در داخل خریطه کوچک که با "خریطه معاینه" "provpåse" (G) نشانی شده است، بگذارید.



۲۰ ثانیه



5

بعد از معاینه گرفتن

۱. خریطه کوچک که با "خریطه معاینه" (G) "provpåse" نشانی شده است را به همان طریقه و در همان جاییکه در وقت رزرو کردن برای تان نکر شده بود، بگذارید. خریطه بزرگ (H) همراه با تمام چوبک های باریک، پیاله برای تف و دیگر کثافات، را در بیله های عادی کثافات بندازید.

